

Para una limpieza dental radiante y fácil



KaVo. Dental Excellence.

Profilaxis profesional – para que sus pacientes muestren su mejor sonrisa.

Cada vez son más los pacientes que reconocen la importancia de someterse regularmente a una profilaxis para mantener su boca sana y una sonrisa radiante. Y para ello esperan que sea un tratamiento delicado y agradable. El odontólogo que ofrezca el tratamiento adecuado convencerá a sus pacientes y aprovechará así la tendencia de prevención a largo plazo.

KaVo, como productor global para soluciones profesionales de profilaxis le apoya con la conocida calidad de primera categoría en su oferta de profilaxis. Las soluciones KaVo convencen desde la eliminación de sarro, pasando por la limpieza y pulido dental hasta la detección de caries mediante:

- aplicaciones sencillas
- tratamientos agradable para sus pacientes
- integración óptima en su proceso de trabajo

La limpieza dental es muy importante para evitar gingivitis, periodontitis y caries. Con el dispositivo de polvo PROPHYflex y las perlas de limpieza PROPHYpearls o el polvo PROPHY-flex de KaVo, el tratamiento será muy sencillo para Usted y muy agradable para sus pacientes.



La cánula concentra el chorro de polvo de forma perfecta para una limpieza óptima.

La cánula puede extraerse fácilmente para su esterilización, desinfección y limpieza.

La funda de agarre puede girar hasta 360°, lo que se traduce en un trabajo sin problemas incluso en los puntos difícilmente accesibles de cada cuadrante.

Así de sencilla puede ser la profilaxis.

Tratamiento sencillo y eficiente.

PROPHYflex le facilitará el trabajo. Para su manejo utilice simplemente el reóstato de pie ya existente. De esa manera podrá realizar un gran número de tratamientos de profilaxis consecutivos. Alcance los mejores resultados – de manera sencilla, rápida y fiable.

Mayor rendimiento para resultados perfectos.

La cánula del PROPHYflex está diseñada para que el chorro de polvo se concentra de forma óptima. Con la funda de agarre giratoria en 360° se garantiza excelentes resultados de limpieza, incluso en lugares de difícil acceso. Usted y sus pacientes disfrutarán de un tratamiento sencillo y de menor duración.

Seguridad para el odontólogo y para sus pacientes.

Puede esterilizar y termodesinfectar completamente su sistema PROPHYflex. De esta manera cumple sin problemas con las normas actuales de higiene, como por ejemplo, las directivas RKL (Instituto Robert Koch).

Un ahorro de tiempo gracias a una limpieza más fácil

Con PROPHYflex, Usted y su asistente alcanzarán pronto excelentes resultados. También el manejo de su PROPHYflex ahorra tiempo: La recarga de polvo y perlas así como su limpieza se hacen en un santiamén. Así podrá ahorrar tiempo en cada profilaxis – diariamente.

Sencillamente mejores condiciones de trabajo – Beneficios y ventajas para Usted:

- Trabajo fácil con la funda de agarre giratorio en 360°, aun en la zona molar
- Limpieza y relleno fácil y rápido
- Agradable para pacientes sensibles al dolor gracias a una cantidad de polvo individualmente dosificable
- Manejo agradable para un trabajo sin fatiga gracias a una ergonomía optimizada
- Seguridad óptima con el único instrumento de chorro completamente esterilizable en el mercado
- De aplicación flexible gracias a un acoplamiento MULTIflex – también apto para Sirona
- Extremadamente rentable gracias a su amplio espectro para odontólogos y sus equipos y para higienistas.

Limpieza sencilla gracias a la transmisión de los medios en línea recta.

El recipiente de polvo con cierre, fabricado en plástico de primera calidad, puede lavarse y extraerse fácilmente para su relleno.

El KaVo PROPHYflex 3 es lavable y termo-desinfectable y se puede esterilizar hasta 135°C en el autoclave.



Disponible opcionalmente con conexión para KaVo o Sirona.



Agradable y efectiva – la limpieza intensiva con pearls y polvo.

De cualquier forma, una limpieza impecable.

KaVo le ofrece para su limpieza dental dos sustancias de limpieza perfectamente adaptadas al sistema PROPHYflex: elija simplemente entre PROPHYpearls y el polvo PROPHYflex. Ambos le ofrecen unos resultados de primera calidad – sus pacientes se alegrarán al ver la diferencia entre el antes y el después

Una limpieza más suave con PROPHYpearls®.

Perfecto en forma y función:

Las PROPHYpearls se basan en calcio libre de grumos y pueden ser usadas en cualquier momento. Tienen una forma esférica y cuentan por ello con una capacidad óptima de limpieza: con una infinidad de puntos de contactos de las superficies redondas, las PROPHYpearls ruedan sobre el diente y trabajan de manera aun más eficiente.

Sencillamente más agradable para sus pacientes:


PROPHYpearls son especialmente suaves con los dientes porque carecen de bordes afilados. Y sus pacientes apreciarán el hecho que la limpieza con PROPHYpearls cuida también el entorno de sus dientes. Además, muchos pacientes valoran el sabor neutral de las perlas.

Ahorre un tiempo valioso con las PROPHYpearls:

Tanto la limpieza dental como el manejo de las PROPHYpearls le resultarán muy eficaces. Simplemente rellena el recipiente de dosificación preparado con las perlas.

Tolerancia científicamente probada:

El instituto de medicina laboral, social y ambiental de la ciudad de Ulm confirma: „No se encontraron indicios de que PROPHYpearls deje marcas superficiales en la dentina o en el esmalte tratado. Las superficies de esmalte tratadas no aparecen dañadas. Informaciones adicionales en: www.kavo.com/studien



Bicarbonato de sodio convencional: Angulo de trabajo de 60° a 90°. Las partículas puntiagudas entran en contacto con el diente de forma perpendicular y salen expulsadas de forma inmediata después de un único impacto.



PROPHYpearls sin esquinas y bordes. (tamaño del grano 60-70µ).



KaVo PROPHYpearls: Angulo de trabajo de 10° a 60°. Gracias a los ángulos de incisión planos, las PROPHYpearls ruedan sobre el diente con varios puntos de contacto y desarrollan así todo su potencial de limpieza.



Después de la limpieza con PROPHYpearls (imagen aumentada 150 veces).

KaVo PROPHYpearls® – Características principales y ventajas para usted:

- Tratamiento cuidadoso con la sustancia dental mediante perlas esféricas
- Limpieza sencilla y efectiva con una abrasión reducida
- Un sabor agradable y neutral para sus pacientes
- Biocompatible gracias a la base de calcio
- Fácil aplicación mediante recipientes dosificables



KaVo PROPHYpearls

El polvo PROPHYflex® acierta con el gusto de sus pacientes.

Tenga en cuenta los gustos individuales de sus pacientes.

Los diferentes sabores frutales a cereza, mora, menta y naranja del polvo PROPHYflex le ayudan de forma perfecta en esa labor. El polvo PROPHYflex consiste en polvo de bicarbonato de sodio con un tamaño del grano de 60-70µ y es un elemento clásico entre las sustancias de limpieza. Elimine con ello el sarro de manera sencilla y efectiva y a la vez con un sabor a frutas.




Imagen microscópica antes de la limpieza (aumentada 20 y 200 veces).



Antes de la limpieza



Después de la limpieza con el PROPHYflex 3.




Imagen microscópica después de la limpieza con PROPHYflex 3 (aumentada 20 y 200 veces).

Polvo KaVo PROPHYflex® – Características principales y ventajas para usted:

- Tratamiento sencillo y biocompatible a causa de una rápida solubilidad en agua
- Fácil aplicación mediante recipientes dosificables
- Tratamiento agradable e individual con los cuatro sabores cereza, mora, menta y naranja



Polvo KaVo PROPHYflex:

Sencillo y flexible – para diversas indicaciones .

PROPHYflex® – posibilidades ilimitadas de aplicación con PROPHYpearls® y polvo PROPHYflex®.

Gracias al amplio espectro de aplicación y a su sencillo manejo, el PROPHYflex se convertirá en poco tiempo en uno de los instrumentos más utilizados de su consulta. Rellene simplemente el sistema con polvo PROPHYflex o con PROPHYpearls y la limpieza dental profesional puede empezar. Prepárese para ver diariamente excelentes resultados de tratamiento en muchas indicaciones.



En manchas dentales y placa como

- Coloraciones por té y café
- Manchas de nicotina
- Biofilm

Su resultado con PROPHYflex:
Prevención efectiva contra gingivitis, periodontitis y caries

En el sellado de fisuras para la

- Limpieza de las fisuras antes del sellado

Su resultado con PROPHYflex:
Una clara reducción del riesgo de caries para sus pacientes

En la ortodoncia para

- La limpieza de cintas
- La preparación de superficies antes del bonding
- La eliminación de restos de pegamento

Su resultado con PROPHYflex:
mejores resultados para pacientes más satisfechos

En la odontología conservadora para

- una mejor adhesión de inlays composite y de cerámica así como para veneers

Su resultado con PROPHYflex:
Una vida útil prolongada en trabajos con material sintético o cerámica

En la prostodoncia para la

- Limpieza de los dientes sanos para la adaptación del color de puentes, coronas, inlays y onlays

Su resultado con PROPHYflex:
una adaptación al color perfecta y sin complicaciones

En la odontología estética para la

- Limpieza de los dientes antes del blanqueo para una definición exacta del color natural de los dientes
- La preparación de la sustancia dental garantiza la eficacia óptima del agente blanqueador


Su resultado con PROPHYflex:
Un resultado óptimo después del blanqueo

KaVo le ofrece para cada paso de la profilaxis la solución óptima.

Tan sencillo para Usted.


Tan agradable para sus pacientes.

1. Workflow Integration (p.ej. con KaVo Primus® 1058 TM)




- Un sistema de profilaxis profesional y una unidad de tratamiento fiable en uno.
- Máxima fiabilidad para una profilaxis y unos resultados de tratamiento de primera calidad.
- Versión de mesa, de brazo oscilante y de carrito con múltiple equipamiento flexible para cualquier necesidad

- Asiento confortable para el paciente con acolchado blando
- Ambiente de bienestar para sus pacientes gracias a diseños atractivos
- Marketing de paciente efectivo con solución multimedia opcional




2. Eliminación de placa dental (p.ej. con KaVo SONICflex quick 2008 L)




- Cambio sencillo y rápido de puntas con tan sólo un giro
- Un instrumento para muchas aplicaciones
- Adaptable a los acoplamientos de Sirona

- Suave oscilación, adecuado sobre todo para pacientes sensibles al dolor
- Mayor confianza de los pacientes gracias a un tratamiento cuidadoso
- Airscaler silencioso con luz




3. Limpieza dental (p.ej. con KaVo PROPHYflex 3 – 2018)




- Tobera rotatoria a 360° para un trabajo óptimo y no fatigoso
- Completamente esterilizable y por lo tanto fácil de integrar en la automatización de trabajos de higiene
- Adaptable a los acoplamientos de Sirona

- Una limpieza dental perfecta con unos resultados que saltan a la vista
- Un tratamiento suave y agradable con las PROPHYpearls
- 4 sabores individuales (cereza, mora, menta y naranja)




4. Pulido dental (p.ej. con KaVo DURAtec 2933)




- Adaptable para Snap-on/Screw-in
- Preparado especialmente para la profilaxis mediante un aislamiento especial
- Una limpieza inmejorable gracias a un reparto perfecto de la pasta mediante movimiento giratorio de 90°

- Un pulido cuidadoso con vibraciones suaves
- Notablemente agradable
- Dientes más limpios



5. Detección de caries (p.ej. con KaVo DIAGNOdent)



- Resultados perfectos en todas las aplicaciones
- Diagnóstico seguro en caries proximales y de fisuras así como el reconocimiento de concrecimientos en las bolsas dentales
- Diagnosticar caries ocultas prematuramente vía láser de alta tecnología

- Inalámbrico
- Conservación y cuidado de la sustancia dental sana
- Detección indolora
- Mayor confianza de los pacientes debido a un diagnóstico más seguro

